

ACUVUE^{MD} OASYS 1-jour avec technologie HydraLux^{MD}

Choix imbattable[†] de combinaisons de puissances sphérique et torique dans une lentille 1-jour en silicone hydrogel en stock[‡]

		PUISSANCES NÉGATIVES FAIBLES 0,00 D à -6,00 D (par échelon de 0,25 D)				PUISSANCES NÉGATIVES ÉLEVÉES -6,50 D à -9,00 D (par échelon de 0,50 D)			PUISSANCES POSITIVES +0,25 D à +4,00 D (par échelon de 0,25 D)		
		-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-0,75	-1,25	-1,75	-0,75	-1,25	-1,75
OBLIQUES	30°	✓	✓	✓							
	40°	✓	✓	✓							
	50°	✓	✓	✓							
	60°	✓	✓	✓							
CONTRE LA RÉGLE	70°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OBLIQUES	120°	✓	✓	✓							
	130°	✓	✓	✓							
	140°	✓	✓	✓							
	150°	✓	✓	✓							
AVEC LA RÉGLE	160°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



2 260
PARAMÈTRES
TORIQUES

Grand choix de paramètres

Choix imbattable[†] de lentilles cornéennes 1-jour en stock pour répondre aux besoins de vos patients[‡].



Paramètres couvrant tous les axes — Pour les lentilles à puissances négatives faibles, plano à -6,00 D, jusqu'à -1,75 DC.*

CONVIENT À PRESQUE

96%

DES YEUX
ASTIGMATES ET DES
YEUX NÉCESSITANT UNE
CORRECTION SPHÉRIQUE

La famille des lentilles cornéennes ACUVUE^{MD} OASYS 1-jour avec technologie HydraLux^{MD} convient à presque 96 % des yeux astigmatés et des yeux nécessitant une correction sphérique[‡].

[†] L'attestation relative au choix imbattable des paramètres a été démontrée à l'aide d'un test de non-infériorité avec un écart de 5 % et un niveau de confiance de 95 %.

[‡] Données internes de J.J.V. Lentilles ACUVUE^{MD} OASYS 1-jour pour l'ASTIGMATISME avec technologie HydraLux^{MD} à puissances négatives faibles (-0,75, -1,25, -1,75 DC pour tous les axes et par incrément de 10°) pour corriger l'astigmatisme.

1. Données internes de J.J.V., 2020. Proportion d'astigmatés dont la vision a été accommodée avec les lentilles cornéennes de marque ACUVUE^{MD} pour l'ASTIGMATISME.

Informations importantes sur la sécurité : Les lentilles cornéennes ACUVUE^{MD} sont recommandées pour corriger la vue. Comme toute lentille cornéenne, des problèmes oculaires peuvent se développer, y compris des ulcères cornéens. Certains porteurs peuvent ressentir une légère irritation, une démangeaison ou un inconfort. Les lentilles ne devraient pas être prescrites en cas d'infection ou d'inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d'autres problèmes oculaires. Consulter la notice du produit pour obtenir plus d'information. Communiquer également avec les Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc., en composant le 1-800-667-5099 ou en visitant fr.jnjvisionpro.ca.

